

Kaninchen Anti-Mensch Cd51 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P06756

Artikelnummer: CM0012280



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD51 (Integrin alpha-V, P06756). Validiert für intrazelluläre Durchflusszytometrie. Ideal für Forschung zu Zelladhäsion, Integrin-Signalgebung und viralen Infektionsmechanismen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human CD51 mAb
Bemerkungen/Alias	CD51; MSK8; VNRA; VTNR
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3685
GenID	3685
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 949-1048 von humanem CD51 (NP_002201.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intrazellulär)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P06756
Proteingewicht	116 kDa
Versand	Eisbeutel