


Kaninchen-Anti-Mensch Cd52 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P31358

Artikelnummer: CM0012434



Einführung

Hochwertiger -konjugierter Kaninchen-anti-Mensch CD52 monoklonaler Antikörper für die Durchflusszytometrie. Spezifisch für humanes CD52 (SWISS P31358), validiert für FC. Ideal für Immunphäotypisierung und Forschungsanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human CD52 mAb
Bemerkungen/Aliase	HE5; CDW52; EDDM5
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1043
Gen-ID	1043
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-61 von humanem CD52 entspricht (NP_001794.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P31358
Proteinmasse	7 kDa
Versand	Eisbeutel