


Kaninchen-Anti-Human-Cd52-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P31358

Artikelnummer: CM0009301



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD52 (CAMPATH-1-Antigen, HE5). Für die Durchflusszytometrie validiert, spezifisch für den Menschen. Swiss-Prot: P31358, ~7 kDa großes GPI-verankertes Glykoprotein.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-human-CD52-mAb
Bemerkungen/Alias	HE5; CDW52; EDDM5
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	1043
GeneID	1043
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-61 des humanen CD52 (NP_001794.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P31358
Proteingewicht	7 kDa
Versand	Kühlakku