


Kaninchen Anti-Humaner Cd55 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P08174

Artikelnummer: CM0008685



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD55 (DAF), validiert für die Durchflusszytometrie. Erkennt das GPI-verankerte komplementregulatorische Protein; ideal für Studien zu Komplementwegen, Viruseintritt und Immunflucht.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-humaner CD55 mAb
Bemerkungen/Alias	CR; TC; DAF; CROM; CHAPLE
Spezies	Human
GeneID (Human)	1604
GeneID	1604
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 35-353 von humanem CD55 (NP_000565.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P08174
Proteingewicht	41 kDa
Versand	Eisbeutel