


Kaninchen Anti-Human Cd55 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P08174

Artikelnummer: CM0004517



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, der gegen humanes CD55 gerichtet ist und für die Durchflusszytometrie validiert wurde. Geeignet für die Untersuchung der Komplementregulation, der angeborenen Immunität und des virale Eintritts. Reagiert mit humanen Proben und detektiert mehrere CD55-Isoformen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD55 mAk
Bemerkungen/Alias	CR; TC; DAF; CROM; CHAPLE
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1604
Gen-ID	1604
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 35-353 von humanem CD55 (NP_000565.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P08174
Proteingewicht	39kDa/41kDa/48kDa/56kDa/59kDa
Versand	Eisbeutel