


## Kaninchen Anti-Mensch Cd55 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P08174

Artikelnummer: CM0008629



### Einführung

Hochwertiger -konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD55 (DAF), validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für Studien zur Komplementkaskade und Wirt-Pathogen-Interaktionen. – P08174

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Details                                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Rabbit anti-Human CD55 mAb                                                                                                |
| Bemerkungen/Alias | CR; TC; DAF; CROM; CHAPLE; CD55 Molekül                                                                                   |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                    |
| GenID (Mensch)    | 1604                                                                                                                      |
| GenID             | 1604                                                                                                                      |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 35-353 von humanem CD55 (NP_000565.1) enthält |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                 |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                    |
| Anwendung         | FC                                                                                                                        |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                                    |
| SWISS             | P08174                                                                                                                    |
| Proteingewicht    | 39kDa/41kDa/48kDa/56kDa/59kDa                                                                                             |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                 |