

Kaninchen Anti-Human Cd56/Ncam1 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P13591

Artikelnummer: CM0005902



Einführung

Kaninchen anti-Human CD56/NCAM1 mAb für die Durchflusszytometrie (FC). Erkennt humanes CD56 (NCAM1), ein 95 kDa großes Zelladhäsionsmolekül, das an Neuron-Neuron-Interaktionen und dem Viruseintritt beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD56/NCAM1 mAb
Anmerkungen/Alias	CD56; NCAM; MSK39
Spezies	Human
Gen-ID	4684
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 20-413 des humanen CD56/NCAM1 (NP_851996.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P13591
Proteingewicht	95 kDa
Versand	Eisbeutel