

Kaninchen Anti-Human Cd56/Ncam1 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P13591

Artikelnummer: CM0004450

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD56/NCAM1, validiert für Durchflusszytometrie. Rekombinantes Immunogen, das Aminosäuren 20-413 zielt. Reagiert mit Human. Ideal zur Untersuchung der neuronalen Zelladhäsion und Wirt-Virus-Interaktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD56/NCAM1 mAk
Bemerkungen/Alias	CD56; NCAM; MSK39
Spezies	Human
GenID	4684
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-413 von humanem CD56/NCAM1 (NP_851996.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P13591
Proteingewicht	95kDa
Versand	Eisbeutel