


Kaninchen Anti-Human Cd58 (Lfa-3) Monoklonaler Antikörper Für Fc - P19256

Artikelnummer: CM0008484



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD58 (LFA-3), validiert für Durchflusszytometrie. Erforschen Sie T-Zell-Interaktionen und die Immun-Synapse mit diesem Reagenz hoher Spezifität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD58 mAb
Bemerkungen/Alias	CD58; LFA-3; LFA3; ag3; CD58 molecule
Spezies	Human
Gen-ID	965
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 29-215 von humanem CD58 (NP_001770.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P19256
Protein-Molekulargewicht	26kDa/27kDa/28kDa
Versand	Eisbeutel