


Kaninchen-Anti-Humanes Cd58 Mab Für Fc - P19256

Artikelnummer: CM0011454



Einführung

Kaninchen-anti-humaner CD58-monoklonaler Antikörper (LFA-3, ag3), validiert für die Durchflusszytometrie mit menschlichen Proben. Erkennt das 28 kDa schwere Lymphozyten-assoziierte Antigen 3, ein CD2-Ligand, der für T-Zell-Interaktionen entscheidend ist. Ideal für Studien zur Immun-Synapse.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-humanes CD58 mAb
Anmerkungen/Alias	ag3; LFA3; LFA-3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	965
GenID	965
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 29-215 von humanem CD58 (NP_001770.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P19256
Protein-Gewicht	28 kDa
Versand	Eisbeutel