


Kaninchen Anti-Humaner Cd58 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P19256

Artikelnummer: CM0005123



Einführung

-konjugierter, monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD58 (LFA-3). Validiert für Durchflusszytometrie, ideal zur Untersuchung von T-Zell-Adhäsion, Immunsynapsen-Dynamik und Lymphozyten-Interaktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-humaner CD58 mAb
Bemerkungen/Alias	ag3; LFA3; LFA-3
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	965
Gen-ID	965
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 29-215 von humanem CD58 (NP_001770.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonaler Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P19256
Proteingewicht	28kDa
Versand	Eisbeutel