


Kaninchen Anti-Human Cd59 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P13987

Artikelnummer: CM0010662



Einführung

Kaninchen anti-Human CD59 monoklonaler Antikörper, validiert für Durchflusszytometrie. Zielt auf CD59 ab, ein potenter MAC-Inhibitor, der Zellen vor Komplementlyse schützt. Ideal für Immunologie und Komplementforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD59 mAk
Bemerkungen/Alias	1F5; EJ16; EJ30; EL32; G344; MIN1; MIN2; MIN3; M1RL; HRF20; MACIF; MEM43; MIC11; MSK21; 16.3A5; HRF-20; MAC-IP; p18-20
Spezies	Human
GenID (Mensch)	966
GenID	966
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 26-101 von humanem CD59 (NP_000602.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P13987
Proteingewicht	14kDa
Versand	Eisbeutel