


## Kaninchen-Anti-Humaner-Cd59-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P13987

Artikelnummer: CM0011638



### Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD59 (Protectin). Die rekombinante Immunisierung gewährleistet eine gleichbleibende Qualität von Charge zu Charge. Für die Durchflusszytometrie validiert. Geeignet für die Komplementforschung und die Entwicklung von In-vitro-Diagnostika. Kreuzreaktivität mit humanem CD59.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Spezifikation                                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Kaninchen-anti-humaner-CD59-mAK                                                                                        |
| Bemerkungen/Alias | 1F5; EJ16; EJ30; EL32; G344; MIN1; MIN2; MIN3; M1RL; HRF20; MACIF; MEM43; MIC11; MSK21; 16.3A5; HRF-20; MAC-IP; p18-20 |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                 |
| GeneID (Mensch)   | 966                                                                                                                    |
| GeneID            | 966                                                                                                                    |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 26-101 des humanen CD59 entspricht (NP_000602.1)   |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                              |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                 |
| Anwendung         | FC                                                                                                                     |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                                 |
| SWISS             | P13987                                                                                                                 |
| Proteingewicht    | 14 kDa                                                                                                                 |
| Versand           | Kühlakku                                                                                                               |