


Kaninchen Anti-Human Cd59 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P13987

Artikelnummer: CM0008666



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, der gegen humanes CD59 (Protectin) gerichtet ist, für die Durchflusszytometrie. Detektiert ein ~14 kDa GPI-verankertes Protein; geeignet für Komplement- und Immuno-Onkologie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD59 mAb
Bemerkungen/Alias	1F5; EJ16; EJ30; EL32; G344; MIN1; MIN2; MIN3; M1RL; HRF20; MACIF; MEM43; MIC11; MSK21; 16.3A5; HRF-20; MAC-IP; p18-20
Spezies	Human
GenID (Human)	966
GenID	966
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P13987
Proteingewicht	14kDa
Versand	Eisbeutel