


Kaninchen-Anti-Mensch Cd6 Mak Für Fc - P30203

Artikelnummer: CM0010733



Einführung

Kaninchen-anti-Mensch CD6 monoklonaler Antikörper detektiert spezifisch menschliches CD6/TP120 in der Durchflusszytometrie. Geeignet für die Untersuchung von T-Zell-Aktivierung, immunologischer Synapsenbildung und Entzündungsreaktionen, deckt Isoformen von 58 bis 71 kDa ab.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Mensch CD6 mAk
Bemerkungen/Alias	CD6; TP120; CD6 Molekül
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	923
Gen-ID	923
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 18-364 von menschlichem CD6 (NP_006716.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P30203
Proteingewicht	58kDa/60kDa/63kDa/64kDa/68kDa/71kDa
Versand	Eisbeutel