

Kaninchen Anti-Human Cd6 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P30203

Artikelnummer: CM0005727



Einführung

Kaninchen anti-Human CD6 Monoklonaler Antikörper für FC. Zielt auf das T-Zell-Differenzierungsantigen CD6 ab, beteiligt an der T-Zell-Aktivierung und der bakteriellen Mustererkennung. Geeignet für Durchflusszytometrie-Anwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD6 mAk
Bemerkungen/Alias	CD6; TP120; CD6-Molekül
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	923
Gen-ID	923
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 18-364 von humanem CD6 (NP_006716.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P30203
Proteingewicht	58kDa/60kDa/63kDa/64kDa/68kDa/71kDa
Versand	Eisbeutel