

Kaninchen Anti-Human Cd6 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie (Fc) - P30203

Artikelnummer: CM0011008



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen humanes CD6 (T12/TP120) gerichtet ist. Geeignet für Durchflusszytometrie (FC), erkennt dieser Antikörper die extrazelluläre Domäne von CD6, einem T-Zell-Adhäsions- und Immunregulationsprotein. Kreuzreagiert mit humanem CD6.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD6 mAk
Bemerkungen/Alias	CD6; TP120; CD6-Molekül
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	923
GenID	923
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 18-364 von humanem CD6 (NP_006716.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P30203
Proteingewicht	58kDa/60kDa/63kDa/64kDa/68kDa/71kDa
Versand	Eisbeutel