

Kaninchen-Anti-Humaner Cd61-Monoklonaler Antikörper Für Fc - P05106

Artikelnummer: CM0009246



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD61 (Integrin-Beta-3, GPIIIa), validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal zur Untersuchung der Thrombozytenfunktion, Zelladhäsion und Integrin-Signalübertragung in humanen Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-humaner CD61-mAb
Bemerkungen/Alias	GT; GT2; CD61; GP3A; BDPLT2; GPIIIa; BDPLT16; BDPLT24
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	3690
GeneID	3690
Immunogen	Rekombinantes Protein/rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 21-718 des humanen CD61 entspricht (NP_000203.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P05106
Versand	Kühlakku