

Kaninchen Anti-Mensch Cd61 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P05106

Artikelnummer: CM0012101



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper spezifisch für humanes CD61 (Integrin beta-3, GPIIIa). Validiert für die Durchflusszytometrie, ideal für Studien zur Thrombozytenbiologie, Zelladhäsion und viralen Eintritt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human CD61 mAb
Bemerkungen/Alias	GT; GT2; CD61; GP3A; BDPLT2; GPIIIa; BDPLT16; BDPLT24
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3690
Gen-ID	3690
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 21-718 von humanem CD61 (NP_000203.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P05106
Versand	Eisbeutel