

Kaninchen Anti-Mensch Cd61 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P05106

Artikelnummer: CM0008331



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD61 (Integrin beta-3/GPIIb) für die Durchflusszytometrie. Validiert für FC, ermöglicht Studien zur Plättchenaggregation, Integrin-Signalgebung und Zelladhäsion. Geeignet für humane Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human CD61 mAb
Bemerkungen/Alias	GT; GT2; CD61; GP3A; BDPLT2; GPIIb; BDPLT16; BDPLT24
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3690
GenID	3690
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 21-718 des humanen CD61 (NP_000203.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P05106
Versand	Eisbeutel