


Kaninchen Anti-Human Cd62E/E-Selectin Monoklonaler Antikörper Für Fc - P16581

Artikelnummer: CM0008360



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, der gegen humanes E-Selectin (CD62E) gerichtet ist. Validiert für Durchflusszytometrie, reagiert spezifisch mit Human. Immunogen: rekombinantes Protein, das Aminosäuren 22-230 abdeckt. Ideal für Studien zur Leukozytenadhäsion und Endothelbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Kaninchen anti-Human CD62E/E-Selectin mAk
Bemerkungen/Alias	SELE; CD62E; ELAM; ELAM1; ESEL; LECAM2; E-Selectin
Spezies	Human
Gen-ID	6401 (human)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 22-230 von humanem CD62E/E-Selectin (NP_000441.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P16581
Proteingewicht	66kDa
Versand	Eisbeutel