


Kaninchen-Anti-Mensch Cd62E/E-Selectin Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P16581

Artikelnummer: CM0010470



Einführung

Hochwertiger -konjugierter Kaninchen-anti-Mensch CD62E/E-Selectin monoklonaler Antikörper für die Durchflusszytometrie. Erkennt die extrazelluläre Domäne von menschlichem E-Selectin (AS 22-230). Ideal für Immunadhäsions- und Endothelforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Mensch CD62E/E-Selectin mAk
Bemerkungen/Aliase	SELE; CD62E; ELAM; ELAM1; ESEL; LECAM2; E-selectin
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6401
GenID	6401
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 22-230 von menschlichem CD62E/E-Selectin enthält (NP_000441.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P16581
Proteinmasse	66kDa
Versand	Eisbeutel