


Kaninchen Anti-Human Cd62E/E-Selectin Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P16581

Artikelnummer: CM0004354



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes E-Selectin (CD62E), konjugiert mit . Entwickelt für die Durchflusszytometrie, validiert an humanen Proben. Ideal für Studien zur Zelladhäsion und Entzündung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD62E/E-Selectin mAk
Bemerkungen/Alias	SELE; CD62E; ELAM; ELAM1; ESEL; LECAM2; E-Selectin
Spezies	Human
GenID (Human)	6401
GenID	6401
Immunogen	Rekombinantes Protein / Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 22-230 von humanem CD62E/E-Selectin (NP_000441.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P16581
Proteingewicht	66kDa
Versand	Eisbeutel