

Kaninchen Anti-Human Cd62L/L-Selectin Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P14151

Artikelnummer: CM0010801



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, der gegen humanes CD62L/L-Selectin gerichtet ist, für die Durchflusszytometrie. Validiert für Kreuzreaktivität mit Human, geeignet zur Untersuchung von Lymphozyten-Homing, Leukozyten-Rolling und Zelladhäsion in der immunologischen Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD62L/L-Selectin mAk
Bemerkungen/Alias	TQ1; LAM1; LEU8; LNHR; LSEL; CD62L; LYAM1; PLNHR; LECAM1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	6402
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 39-332 von humanem CD62L/L-Selectin (NP_000646.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P14151
Proteingewicht	42kDa/43kDa
Versand	Eisbeutel