

Kaninchen-Anti-Humaner Cd62P/P-Selectin-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P16109

Artikelnummer: CM0012489



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes P-Selectin (CD62P) für die Durchflusszytometrie. Für humane Proben validiert und zur spezifischen Detektion aktivierter Thrombozyten und Endothelzellen geeignet.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-humaner CD62P/P-Selectin-mAb
Bemerkungen/Alias	CD62; GRMP; PSEL; CD62P; GMP140; LECAM3; PADGEM
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	6403
GeneID	6403
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 42-771 des humanen CD62P/P-Selectins entspricht (NP_002996.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P16109
Proteingewicht	91 kDa
Versand	Kühlakku