


Kaninchen Anti-Human Cd63 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P08962

Artikelnummer: CM0010545



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, der gegen humanes CD63 (SWISS P08962) gerichtet ist und für die Durchflusszytometrie validiert wurde. Ideal für Forschung zu Tetraspanin-vermittelter Signalübertragung, lysosomalem Transport und Melanom.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD63 mAk
Bemerkungen/Alias	MLA1; ME491; LAMP-3; OMA81H; TSPAN30
Spezies	Human
GenID (human)	967
GenID	967
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-238 von humanem CD63 (NP_001771.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P08962
Proteingewicht	26kDa
Versand	Eisbeutel