

Kaninchen Anti-Human Cd66A/Ceacam1 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P13688

Artikelnummer: CM0009670



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen humanes CD66a/CEACAM1 gerichtet ist. Ideal für die Durchflusszytometrie-Analyse eines 58 kDa Zelladhäsionsmoleküls, das an der Immunregulation, Angiogenese und Zellsignalisierung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD66a/CEACAM1 mAb
Bemerkungen/Alias	CEACAM1; BGP; BGP1; BGPI; karzinoembryonales Antigen-verwandtes Zelladhäsionsmolekül 1
Spezies	Human
GenID (Human)	634
GenID	634
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 35-428 von humanem CD66a/CEACAM1 (NP_001703.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P13688
Proteingewicht	58kDa
Versand	Eisbeutel