

Kaninchen Anti-Human Cd66A/Ceacam1 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P13688

Artikelnummer: CM0005055



Einführung

-konjugierter kaninchener anti-humaner CEACAM1 monoklonaler Antikörper für Durchflusszytometrie. Erkennt humanes CEACAM1 (SWISS: P13688), einen Immun-Checkpoint, ein Adhäsionsmolekül und ein Mitglied der CEA-Familie. Geeignet für die Analyse von T-Zellen, NK-Zellen und epithelialen Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD66a/CEACAM1 mAb
Bemerkungen/Alias	CEACAM1; BGP; BGP1; BGPI
Spezies	Human
GenID (Human)	634
GenID	634
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 35-428 von humanem CD66a/CEACAM1 (NP_001703.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P13688
Proteingewicht	58kDa
Versand	Eisbeutel