

Kaninchen Anti-Human Cd66A/Ceacam1 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P13688

Artikelnummer: CM0004499



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD66a/CEACAM1. Validiert für Durchflusszytometrie (FC), reagiert mit Human. Rekombinantes Protein-Immunogen, Ziel 58 kDa. Ideal für Studien zur Immunregulation, Angiogenese und Zelladhäsion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD66a/CEACAM1 mAk
Bemerkungen/Alias	CEACAM1; BGP; BGP1; BGPI; karzinoembryonales Antigen-verwandtes Zelladhäsionsmolekül 1
Spezies	Human
GenID (Human)	634
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 35-428 von humanem CD66a/CEACAM1 (NP_001703.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P13688
Proteingewicht	58kDa
Versand	Eisbeutel