


Kaninchen Anti-Human Cd66B Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P31997

Artikelnummer: CM0012177



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD66b (CEACAM8, CD67, CGM6). Geeignet für Durchflusszytometrie. Verwendung in der Zelladhäsionsforschung, insbesondere bei heterophilen Interaktionen von Neutrophilen. Rekombinantes Immunogen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD66b mAk
Bemerkungen/Alias	CD67; CGM6; CD66b; NCA-95
Spezies	Human
GenID (Human)	1088
GenID	1088
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 35-319 von humanem CD66b (NP_001807.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P31997
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel