


Kaninchen Anti-Mensch Cd66B Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P31997

Artikelnummer: CM0011192



Einführung

Rekombinanter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD66b (CEACAM8) für die Durchflusszytometrie. Spezifisch für humanes CD66b, exprimiert auf aktivierten Neutrophilen. Ideal für die Immunphänotypisierung und Forschung zur Zelladhäsion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human CD66b mAb
Bemerkungen/Alias	CD67; CGM6; CD66b; NCA-95
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1088
GenID	1088
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 35-319 von menschlichem CD66b (NP_001807.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P31997
Proteinmasse	38 kDa
Versand	Eisbeutel