

Kaninchen Anti-Mensch Cd68 Mab - P34810

Artikelnummer: CM0005409

Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Anti-Mensch CD68-Antikörper für intrazelluläre Durchflusszytometrie. Spezifisch für humanes CD68 (GP110, LAMP4). Ideal für Studien zu Makrophagen und Tumorzellausbreitung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen Anti-Mensch CD68 mAb
Bemerkungen/Alias	GP110; LAMP4; SCARD1
Spezies	Mensch
GeneID	968
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 22-319 des menschlichen CD68 (NP_001242.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intrazellulär)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P34810
Proteingewicht	37 kDa
Versand	Eisbeutel