

Kaninchen Anti-Mensch Cd68 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie (Intrazellulär) - P34810

Artikelnummer: CM0008656

Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD68 (Macrosialin) für intrazelluläre Durchflusszytometrie. Erkennt ein 37 kDa Transmembran-Glykoprotein auf Makrophagen und Tumorzellen. Ideal für Immunprofilierung und onkologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human CD68 mAb
Bemerkungen/Alias	GP110; LAMP4; SCARD1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	968
GenID	968
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 22-319 des humanen CD68 (NP_001242.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P34810
Proteinmasse	37kDa
Versand	Eisbeutel