

Kaninchen Anti-Human Cd68 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie (Intrazellulär) - P34810

Artikelnummer: CM0004154

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, der gegen humanes CD68 (Makrosialin) gerichtet ist und für die intrazelluläre Durchflusszytometrie validiert wurde. Ideal zur Identifizierung von Monozyten und Makrophagen in humanen Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Kaninchen anti-Human CD68 mAk
Bemerkungen/Alias	GP110; LAMP4; SCARD1
Spezies	Human
GenID (Human)	968
GenID	968
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 22-319 von humanem CD68 (NP_001242.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P34810
Proteinmasse	37 kDa
Versand	Eisbeutel