

Kaninchen Anti-Mensch Cd7 Mab - P09564

Artikelnummer: CM0009750

Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen menschliches CD7, validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für die Untersuchung von T-Zell- und NK-Zell-Kostimulation, Zytokinproduktion und Immunzellprofilierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Mensch CD7 mAb
Bemerkungen/Alias	GP40, TP41, Tp40, LEU-9
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	924
Gen-ID	924
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 26-180 von menschlichem CD7 (NP_006128.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P09564
Proteinmasse	25 kDa
Versand	Eisbeutel