

Kaninchen Anti-Human Cd7 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P09564

Artikelnummer: CM0011553

Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper zum Nachweis von humanem CD7 (GP40, TP41) für die Durchflusszytometrie. CD7 ist ein kostimulatorisches transmembranäres Glykoprotein, das auf T- und NK-Zellen exprimiert wird.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human CD7 mAb
Bemerkungen/Aliaße	GP40; TP41; Tp40; LEU-9
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	924
Gen-ID	924
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 26-180 von humanem CD7 (NP_006128.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P09564
Proteingewicht	25 kDa
Versand	Eisbeutel