

Kaninchen Anti-Human Cd7 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P09564

Artikelnummer: CM0005222

Einführung

Mit konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper, spezifisch für humanes CD7. Validiert für Durchflusszytometrie (FC). Erkennt ein Epitop innerhalb der Aminosäuren 26-180. Ideal für die Immunphänotypisierung von T-Zellen und NK-Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-human CD7 mAb
Bemerkungen/Alias	GP40; TP41; Tp40; LEU-9
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	924
Gen-ID	924
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 26-180 von humanem CD7 (NP_006128.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P09564
Protein-Gewicht	25kDa
Versand	Eistasche