

Kaninchen Anti-Mensch Cd7 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P09564

Artikelnummer: CM0008669

Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD7 für die Durchflusszytometrie. Erkennt das T-Zell-Antigen CD7 (GP40/LEU-9). Geeignet für die Immunphäotypisierung von T-Zellen und NK-Zellen. UniProt P09564.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human CD7 mAb
Bemerkungen/Alias	CD7; GP40; LEU-9; TP41; Tp40; CD7-Molekül
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	924
Gen-ID	924
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P09564
Proteinmasse	25 kDa
Versand	Eisbeutel