


Kaninchen Anti-Humaner Cd70 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P32970

Artikelnummer: CM0011933



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper (Klon) gegen humanes CD70 (CD27L/TNFSF7), validiert für die Durchflusszytometrie. Rekombinantes Immunogen. Ideal für die Erforschung der T-Zell-B-Zell-Interaktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Kaninchen anti-humaner CD70 mAb
Bemerkungen/Alias	CD27L; LPF53; CD27-L; CD27LG; TNFSF7; TNLG8A
Spezies	Human
GeneID (Human)	970
GeneID	970
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 39-193 von humanem CD70 (P32970) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P32970
Protein-Gewicht	21kDa/23kDa
Versand	Eisbeutel