


## Kaninchen Anti-Human Cd70 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P32970

Artikelnummer: CM0011864



### Einführung

Kaninchen anti-Human CD70 monoklonaler Antikörper, validiert für Durchflusszytometrie. Erkennt CD70 (CD27L/TNFSF7), einen T-Zell-Aktivierungsliganden, mit Reaktivität gegen Human. Ideal für immunologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                         |
|-------------------|----------------------------------------------|
| Produktname       | Kaninchen anti-Human CD70 mAk                |
| Bemerkungen/Alias | CD27L; LPFS3; CD27-L; CD27LG; TNFSF7; TNLG8A |
| Spezies           | Human                                        |
| GenID (Human)     | 970                                          |
| GenID             | 970                                          |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein                        |
| Quelle            | Kaninchen                                    |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                       |
| Anwendung         | FC                                           |
| Kreuzreaktivität  | Human                                        |
| SWISS             | P32970                                       |
| Proteingewicht    | 21kDa/23kDa                                  |
| Versand           | Eisbeutel                                    |