


Kaninchen Anti-Mensch Cd71 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P02786

Artikelnummer: CM0009738



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD71 (Transferrinrezeptor 1) für die Durchflusszytometrie. Erkennt humanes CD71, ~85 kDa. Ideal für Studien zur Eisenaufnahme, Rezeptortrafficking und viralen Eintrittsmechanismen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Rabbit anti-Human CD71 mAb
Bemerkungen/Alias	T9; TR; TFR; p90; CD71; TFR1; TRFR; IMD46
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7037
Gen-ID	7037
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 100-250 des humanen CD71 (NP_003225.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P02786
Proteinmasse	85 kDa
Versand	Eisbeutel