

Kaninchen Anti-Humaner Cd72 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P21854

Artikelnummer: CM0012140

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD72 (Lyb-2), validiert für die Durchflusszytometrie. Dieser direkt markierte Antikörper macht sekundäre Reagenzien überflüssig und rationalisiert das Design von Mehrfarben-Panels für die Lymphozyten-Subgruppenanalyse. Geeignet für B-Zell-Forschung und Immunphänotypisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-humaner CD72 mAb
Bemerkungen/Alias	CD72; CD72b; LYB2; CD72-Molekül
Spezies	Human
GeneID (Human)	971
GeneID	971
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 117-359 von humanem CD72 (NP_001773.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P21854
Proteingewicht	40kDa
Versand	Eisbeutel