

Kaninchen Anti-Human Cd72 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P21854

Artikelnummer: CM0005243

Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD72 (B-Zelldifferenzierungsantigen), validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für die Untersuchung von BCR-Signalgebung, regulatorischen B/T-Zell-Interaktionen und der B-Zellentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human CD72 mAb
Bemerkungen/Alias	CD72; CD72b; LYB2; CD72 Molekül
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	971
GenID	971
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 117-359 des menschlichen CD72 (NP_001773.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P21854
Proteinmasse	40 kDa
Versand	Eispackung