

Kaninchen Anti-Humaner Cd74 Mak - P04233-2

Artikelnummer: CM0009160

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD74 (invariante Kette, Ii). Validiert für Durchflusszytometrie, hergestellt gegen die Aminosäuren 73-232, die mehreren CD74-Isoformen gemeinsam sind. Ideal für Immunprofilierung und MHC-Klasse-II-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-humaner CD74 mAk
Bemerkungen/Alias	II; p33; CLIP; DHLAG; HLADG; Ia-GAMMA
Spezies	Human
GeneID (Human)	972
GeneID	972
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz entsprechend der Aminosäuren 73-232 von humanem CD74 (NP_004346.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P04233-2
Proteingewicht	18kDa/24kDa/26kDa/31kDa/34kDa
Versand	Eisbeutel