

Kaninchen Anti-Mensch Cd74 Monoklonaler Antikörper (Pe) Für Durchflusszytometrie - P04233-2

Artikelnummer: CM0009756

Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen menschliches CD74, PE-konjugiert, validiert für die Durchflusszytometrie. Erkennt die invariante Kette von MHC Klasse II mit mehreren Isoformgewichten von 18 bis 34 kDa. Ideal für Immunphänotypisierung und Studien zur Antigenpräsentation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen Anti-Mensch CD74 mAk
Bemerkungen/Alias	II; p33; CLIP; DHLAG; HLADG; Ia-GAMMA
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	972
GeneID	972
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 73-232 von menschlichem CD74 (NP_004346.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P04233-2
Proteingewicht	18kDa/24kDa/26kDa/31kDa/34kDa
Versand	Eisbeutel