

Kaninchen-Anti-Human-Cd75-Monoklonaler Antikörper Für Fc - P15907

Artikelnummer: CM0008142



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der spezifisch gegen humanes CD75 (ST6GAL1) gerichtet und für die Durchflusszytometrie validiert ist. Ermöglicht den Nachweis des B-Zell-Oberflächenantigens CDw75 und der Sialyltransferase-Aktivität in der Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Kaninchen-anti-human-CD75-mAb
Bezeichnungen/Alias	ST6N; CDw75; SIAT1; ST6Gall
Spezies	Mensch
Gen-ID	6480 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, bestehend aus den Aminosäuren 44-406 des humanen CD75 (NP_001340845.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P15907
Proteinmasse	20 kDa/47 kDa
Versand	Kühlakku