

Kaninchen-Anti-Human-Cd79A-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie (Intrazellulär) - P11912

Artikelnummer: CM0010153



Einführung

Mit konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD79a (MB-1, Ig-alpha). Für die intrazelluläre Durchflusszytometrie validiert. Zuverlässig für Untersuchungen der B-Zell-Rezeptor-Signalübertragung und der B-Zell-Linie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-human-CD79a-mAb
Bemerkungen/Alias	IGA; MB1; MB-1; IGAalpha
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	973
Gen-ID	973
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intrazellulär)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P11912
Proteingewicht	20 kDa/25 kDa
Versand	Kühlakku