

Kaninchen Anti-Mensch Cd79B/Igβ Mab Für Durchflusszytometrie - P40259

Artikelnummer: CM0006105



Einführung

Kaninchen anti-Mensch CD79B/Igβ monoklonaler Antikörper für die Durchflusszytometrie, der CD79B in menschlichen B-Zellen targetiert. Unentbehrlich für die Erforschung von B-Zell-Rezeptor-Signalgebung, Antigenpräsentation und Immunmechanismen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Mensch CD79B/Igβ mAb
Bemerkungen/Alias	B29; IGB; AGM6; Igbeta
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	974
Gen-ID	974
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 29-159 des menschlichen CD79b/Igβ (NP_000617.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P40259
Proteingewicht	26 kDa
Versand	Eisbeutel