

## Kaninchen Anti-Human Cd79B/Igβ Monoklonaler Antikörper () Für Durchflusszytometrie - P40259

Artikelnummer: CM0008437



### Einführung

Hochwertiger kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes CD79B/Igβ, konjugiert mit für die Durchflusszytometrie. Detektiert spezifisch die extrazelluläre Domäne von CD79B, eine Schlüsselkomponente des B-Zell-Antigenrezeptor-Komplexes. Validiert in humanen Proben.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Kaninchen anti-Human CD79B/Igβ mAk                                                                                                 |
| Bemerkungen/Alias | B29; IGB; AGM6; Igbeta                                                                                                             |
| Spezies           | Human                                                                                                                              |
| GenID (Human)     | 974                                                                                                                                |
| GenID             | 974                                                                                                                                |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 29-159 von humanem CD79b/Igβ (NP_000617.1) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                          |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                             |
| Anwendung         | FC                                                                                                                                 |
| Kreuzreaktivität  | Human                                                                                                                              |
| SWISS             | P40259                                                                                                                             |
| Proteingewicht    | 26kDa                                                                                                                              |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                          |