

Kaninchen Anti-Human Cd79B/Igβ Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P40259

Artikelnummer: CM0008148



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD79b/Igβ, eine Komponente des B-Zell-Antigenrezeptors. Validiert für die Durchflusszytometrie, ideal für die B-Zell-Immunphäotypisierung und Signalstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-human CD79b/Igβ mAk
Bemerkungen/Alias	B29; IGB; AGM6; Igbeta
Spezies	Human
GeneID (Human)	974
GeneID	974
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 29-159 von humanem CD79b/Igβ (NP_000617.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P40259
Protein-Gewicht	26 kDa
Versand	Eistasche